


أنظمة أكياس الشفط



نبذة عنا

إن شركتنا التي تأسست في عام 2003 بإسم شركة إولجون الطبية والانشاءات والتجارة المحدودة، بدأت في خدمة القطاع الطبي من خلال بيع مستهلكات الأشعة. إن شركتنا المستمرة في بيع المستلزمات الطبية الأخرى ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية المختلفة بالإضافة إلى مستهلكات الأشعة التي تتخصص فيها، اعتمدت المبادئ الأساسية المتمثلة في الصدق والاستمرارية في الخدمة وحماية مصالح العملاء واحترام حقوق الإنسان

تضع شركتنا الأساس لتحسين وتحسين توقعات الخدمة المتزايدة للمؤسسات الصحية العامة والخاصة وقطاع الأغذية والتعبئة والتغليف في مجال القفزات والمواد الاستهلاكية عبر موظفيها العاملين في مجالات الشراء والتسويق وخدمات ما بعد البيع والدعم اللوجستي، وذلك من أجل تقديم منتجات عالية الجودة لعملائها، وهي بذلك تعتبر أن واجبها الرئيسي هو العمل كمؤسسة جعلت اسمها معروفاً في قطاع التعبئة والتغليف منذ سنوات

ولقد بدأت شركتنا أنشطتها الإنتاجية من خلال إنشاء منشأة إنتاج وفقاً لمعايير المنتجات الطبية لإنتاج منتج مجموعة أكياس الشفط والعبلة، والتي تقوم بتنفيذ دراسات البحث والتطوير منذ حوالي ثلاث سنوات، والمواد الاستهلاكية الأخرى وقد خططت في وقت لاحق

إن رؤيتنا هي أن نرفع جودة حياة الناس على أساس قوة العمل الجماعي، وأن نكون الشركة الرائدة في القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بلدنا

ومهمتنا كشركة أولجون الطبية في قطاع الصحة والغذاء والتعبئة والتغليف الذي يتطور بسرعة، فإننا نمتلك مهمة تهدف إلى أن نكون شركة رائدة في مجالها مع فهم ”طويل الأجل ودائم ومبني على رضا العملاء،“ وعدم المساومة على فهم الخدمة المهنية وجودتها

إن قيمنا، وهي التي تمثل مجموعة المعتقدات التي تجعل شركتنا فريدة من نوعها والخصائص الثقافية التي تحدد شخصية شركتنا، وعليه فإن قيمنا كما يلي أننا نركز على العملاء، وأنا موثوقون، ومبتكرون، ومسؤولون، ومتفانون

وقوتنا هي تضامننا وروح الفريق



أنشطتنا في القطاع الطبي كشركة أولجون الطبية؛

- لقد هدفتنا إلى الخدمة في القطاع الطبي بشكل يتوافق مع المعايير واللوائح والشروط الوطنية والدولية،
- الحفاظ على رضا العملاء على أعلى مستوى
- مع تسليم المنتج في الوقت المناسب
- من خلال التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة
- مع متابعة العملاء ما بعد البيع مع موظفينا من ذوي الخبرة والكفاءة
- مع أنشطة المبيعات والخدمات لدينا بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية
- مع الأهمية التي نعطيها لصحة الإنسان

المعايير

شركة أولجون الطبية تمنا بإنشاء نظام إدارة الجودة بما يتناسب مع جميع المعايير المطلوبة بموجب لائحة الأجهزة الطبية (MDR EU 2017/745) المنشورة في مايو 2017 وبشهادات (TSE EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016) المعتمدة لدى كيائنا، ووفقا لمعايير نظام الجودة العالمية، حيث أننا مستمرين في عملنا وفقا لذلك

الموارد البشرية

إن شركة أولجون الطبية التي تهدف إلى الالتزام بمبدأ الموظف القوي الشركة القوية، وفي النظام الذي يتم فيه رصد مستويات أداء الأفراد المتعلمين والذين طوروا أنفسهم ذاتيًا ومناقشة المساهمات التي يمكن تقديمها في العمليات، كان في طريقه بثبات منذ عام 2003. بموظفيه الشباب والديناميين



نظام أكياس الشفط القابلة للتصرف

نظام كيس (Omsuction) لقد تم تصميم الشفط التفريغ الفردي من أجل "تطبيقات التدفق العالي والفراغ العالي". ويعتبر هذا النظام هو الأفضل من حيث التطبيق العملي والسلامة في الاستخدام. ويتم استخدامه لكل من المشغلين والمستشفيات والبيئة. ويوفر هيكلها المريح والقوي تخزيناً آمناً للنفايات. ويعمل نظام أكياس الشفط القابل للتصرف على تقليل التسرب واحتمالية التسرب بشكل مباشر إلى الصفر بفضل هيكل اللحام القوي للكيس والغطاء. ولقد اجتاز بنجاح جميع الاختبارات القياسية حول هذا الموضوع.



كيس وعلبة الشفط



om Suction كيس شفط

- يهدف إلى أن تكون لا غنى عنه في العمليات بفضل قوة الشفط العالية وبنية المواد المتفوقة
- يمكن أن يتم تحويلها إلى نفايات آمنة دون الحاجة إلى ملحقات إضافية مع وجود منافذ التوصيل على الغطاء
- يهدف إلى تقليل مخاطر التلوث التي قد تحدث في البيئة بناءً على قوة الختم (عدم التسريب) في النظام المغلق
- وهي مصممة من أجل تلبية جميع الاحتياجات، بسعات لـ 3000، لـ 2000، لـ 1200، لـ 1000

om Suction علبة حاظفة

- إنه الوعاء ذو السعة مل، 2000 مل، و3000 مل و1000 والذي يتم وضع كيس الشفط القابل للتصرف فيه عن طريق
- توصيله بمنظم التفريغ
- يمكن دمجها مع الكيس بفضل هيكله المتين من مادة البولي كربونات، ويمنع انتشار الفضلات إلى البيئة الخارجية
- يتم تنظيفه في أجهزة التعقيم على درجة حرارة 121 درجة مئوية
- يمكن قياس كمية السائل من خلال مؤشرات الحجم الموجودة عليه

كيس شفط



OM0030



OM0031



OM0032

OM0030 مجموعة أكياس الشفط (Omsuction) 1000 مل

OM0031 مجموعة أكياس الشفط (Omsuction) 2000 مل

OM0032 مجموعة أكياس الشفط (Omsuction) 3000 مل

علبة الشفط



OM0014



OM0015



OM0016

وعاء أكياس الشفط (Omsuction) 1000 مل

OM0014


وعاء أكياس الشفط (Omsuction) 2000 مل

OM0015

وعاء أكياس الشفط (Omsuction) 3000 مل

OM0016

كيس وعلبة الشفط





الاكسسوارات

الاكسسوارات



OM0006



OM0007

OM0007

مرفق جانبي للشفط (Omsuction)

OM0006

مرفق المريض للشفط (Omsuction)

OM0017

مرفق الوعاء للشفط (Omsuction)

OM0018


مرفق رابط تي للشفط (Omsuction)



OM0017
OM0018



OM0020



OM0019



OM0025

OM0019 صمام الاتجاه ذو التفريغ للشفط (Omsuction)

OM0020 قطعة الربط بالجدار للشفط (Omsuction)

OM0025 قطعة الربط بالسكة للشفط (Omsuction)



مجموعة أكياس
الشفط و عربة الناقل
المتنقلة



مجموعة أكياس الشفط وعربة النقل المتنقلة

- يوفر استخدامًا مريحًا في ظروف المستشفى وذلك بفضل هيكله المريح
- يصل سعته إلى حوالي 12 لتر عند توصيله بوعاء سعة 3x4 لتر
- يمكن تثبيت الوعاء مباشرة على العربة المتنقلة دون الحاجة إلى أي أجزاء أخرى
- عند الرغبة، يمكن جعل عجلات القدم الحاملة ذات فرامل



أقصى أداء لقوة
الشفط



تخزين آمن
للنفايات

om Suction

شفط

أنظمة الأكياس
مجموعة كاملة



CERTIFICATE



OLGUN MEDİKAL İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MAHMUTBEY MAHALLESİ ORDU CAD. NO: 29/11 BAĞCILAR - İSTANBUL - TÜRKİYE

Sales and Technical Service of Aspiration Bags and Cannisters; Sales of Operating Room Equipment and Medical Consumables; Sales, Installation and Technical Service of Radiology Imaging Medical Devices, Endoscopy Imaging Devices and Consumables

with a scope of

EN ISO 13485:2016

Has established a management system in accordance
with international Medical Devices Quality Management System Standard

"Following elements of the standard are excluded"
"7.3" "7.5.5" "7.5.7" "7.5.9.2"

Certificate No : M 11925
Initial Certification Date : 26 May 2023
Certification Date : 26 May 2023
Expiration Date : 25 May 2026

General Manager



TÜRKAK BDS NO
YS-2584-4A7F

Last Modified : 26 May 2023 - R 00

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Caddesi No. 15 Tepeören Tuza
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date,
subject to successful completion of
periodical surveillance audits.
Please contact above numbers for
detailed information.

CERTIFICATE



OLGUN MEDİKAL İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MAHMUTBEY MAHALLESİ ORDU CAD. NO: 29/11 BAĞCILAR - İSTANBUL - TÜRKİYE

Sales and Technical Service of Aspiration Bags and Cannisters; Sales of Operating Room Equipment and Medical Consumables; Sales, Installation and Technical Service of Radiology Imaging Medical Devices, Endoscopy Imaging Devices and Consumables

with a scope of

ISO 9001:2015

Has established a quality management system in accordance
with international standard.

"Following elements of the standard are excluded"
"8.3"

Certificate No : M 11924
Initial Certification Date : 26 May 2023
Certification Date : 26 May 2023
Expiration Date : 25 May 2026

General Manager



TÜRKAK BDS NO
YS-48E3-38A2

TÜRKAK BDS NO
YS-48E3-38A2

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Caddesi No. 15 Tepeören Tuza
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date,
subject to successful completion of
periodical surveillance audits.
Please contact above numbers for
detailed information.

Last Modified : 26 May 2023 - R 00



OLGUN MEDİKAL İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

المكتب الرئيسي

/باغجیلار / اسطنبول - تركيا 1/29 باغجیلار / اسطنبول - تركيا 1،

المصنع

حي باليتلي، زقاق 4438 شارع ، 33 / غابزا / كوجالي ،

فتاه: +90 212 438 46 71

سكاف: +90 212 438 50 01

info@olgunmedikal.com

www.olgunmedikal.com