


SARF



 **OLGUN**[®]
MEDIKAL



2003 yılında Olgun Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kurulan firmamız, radyoloji sarf malzemeleri satışıyla medikal sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.

İhtisaslaştığı radyoloji sarf malzemelerinin yanında diğer tıbbi malzemeler, hastane donanımları ve çeşitli medikal malzeme satışlarına da devam eden firmamız, hizmette dürüstlük, süreklilik, müşteri menfaatlerini korumak ve insan haklarına saygılı olmayı temel ilke edinmiştir.

Firmamız satınalma, pazarlama, satış sonrası hizmetler ve lojistik destek alanlarında organize olmuş kadrosu ile eldiven ve sarf ürün alanında, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, gıda ve ambalaj sektörünün artan hizmet beklentilerinin iyileştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için zemin hazırlamakta ve müşterilerine kaliteli ürün sunmak adına sağlık, gıda ve ambalaj sektöründe yıllardır adını duyurmuş bir kurum olarak faaliyet göstermeyi temel vazife saymaktadır.

Vizyonumuz;

Ekip çalışmasının gücünden yola çıkarak insanların yaşam kalitelerini arttırmak, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada sağlık sektörünün lider şirketi olmak.

Misyonumuz;

Olgun Medikal olarak; hızla gelişen sağlık, gıda ve ambalaj sektöründe, 'Uzun vadeli, kalıcı, müşteri memnuniyetini esas alan, "profesyonel hizmet anlayışından ve kaliteden ödün vermeyen" bir anlayışla alanında lider olmayı hedefleyen bir misyona sahiptir.

Değerlerimiz;

Şirketimizi eşsiz kılan inançlar dizisini ve şirketimizin karakterini tanımlayan kültürel özellikleri temsil eden DEĞERLERİMİZ ise şöyledir; Müşteri Odaklı, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özveriliyiz.

Gücümüz, dayanışma ve takım ruhumuzdur.

Grup Şirketlerimiz



- ▶ www.olgunmedikal.com
- ▶ www.zenmed.com.tr
- ▶ www.radkor.com.tr



SARF

İÇİNDEKİLER

- 4 NON-STERİL ELDİVENLER ve 3 KATLI CERRAHİ MASKE
- 6 İNFÜZYON SETİ / KOTER KALEMİ / STAPLER
- 7 IV KANÜL
- 8 SPİNAL İĞNE / 3 YOLLU MUSLUK
- 9 İYOBANLI DRAPE
- 12 MEDİKAL KAĞITLAR ve YAZICILAR
- 14 RADYASYON KORUYUCU ÖNLÜKLER VE AKSESUARLAR
- 20 CERRAHİ ÖRTÜ SETLERİ



OM PUDRALI LATEKS ELDİVEN

Lateks Muayene Eldiveni Pudralı

- Non-steril ve pudralıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- İki ele de uyumludur.
- Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize mükemmel uyum sağlar.
- Düşük protein seviyesi, alerji riskini azaltır.
- Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan verir.
- Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Özenle paketlenmiş 10'luk ve 100'lük kutularda sunulmaktadır.
- Kutulardaki renk kodları sayesinde farklı boylardaki eldivenler kolaylıkla ayırt edilebilir.



OM PUDRASIZ LATEKS ELDİVEN

Lateks Muayene Eldiveni Pudrasız

- Non-steril ve pudrasızdır.
- Tek kullanımlıktır.
- İki ele de uyumludur.
- Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize mükemmel uyum sağlar.
- Düşük protein seviyesi, alerji riskini azaltır.
- Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan verir.
- Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Özenle paketlenmiş 10'luk ve 100'lük kutularda sunulmaktadır.
- Kutulardaki renk kodları sayesinde farklı boylardaki eldivenler kolaylıkla ayırt edilebilir.





OM MAVİ NİTRİL ELDİVEN PUDRASIZ

OM Mavi Nitril Eldivenler kalın özelliği ile sağlık kurumlarında, atölyelerde, gıda ve içecek üretiminde başta olmak üzere bir çok endüstride kullanım için uygundur. Lateks içermediği için, latekse duyarlı bünyeler için tercih edilir.

- Farklı ve göze çarpan rengi nedeniyle gıda işleme ve gıda servisi kullanımları için mükemmeldir.
- Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan verir.
- Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı kavranabilmesini sağlar.
- İki ele uyumludur, elin şeklini alarak kolay hareket imkanı sağlar.
- Tek kullanımlıktır. Terleme yapmaz. Steril değildir.
- Özenle paketlenmiş 10'luk ve 100'lük kutularda sunulmaktadır.



OM SİYAH NİTRİL ELDİVEN PUDRASIZ

OM Siyah Nitril Eldivenler kalın özelliği ile sağlık kurumlarında, atölyelerde, gıda ve içecek üretiminde başta olmak üzere bir çok endüstride kullanım için uygundur. Lateks içermediği için, latekse duyarlı bünyeler için tercih edilir.

- Farklı ve göze çarpan rengi nedeniyle gıda işleme ve gıda servisi kullanımları için mükemmeldir.
- Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan verir.
- Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı kavranabilmesini sağlar.
- İki ele uyumludur, elin şeklini alarak kolay hareket imkanı sağlar.
- Tek kullanımlıktır. Terleme yapmaz. Steril değildir.
- Özenle paketlenmiş 100'lük kutularda sunulmaktadır.



OM 3 KATLI CERRAHİ MASKE

- Hijyenik ortamda üretilmiştir.
- Ultrasonik dikişli.
- Avrupa Birliği standartlarına uygundur.
- Sertifikalar: CE, ISO 13485
- Yüksek kalite, yerli üretim.
- Özenle paketlenmiş 10'luk kutularda sunulmaktadır.



OM İnfüzyon Seti



Luer Lock



Luer Slip

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Polietilen sivri uç kapağı ve rulo kelepçe
2. Polivinil Klorür hava giriş kapağı ve damla haznesi (48 mm)
3. Naylon ve ABS Filtre (Ø12.8, Mikron: 15um)
4. Polivinil klorür (PVC) tüp (150 cm)
5. Kauçuk lateks enjeksiyon bölgesi
6. ABS luer kayma konektörü
7. PP ve paslanmaz çelik iğne
8. Sertifikalar: CE, ISO 13485, FSC
9. Ürün standartları: ISO8536-4

OM Life Tek Kullanımlık Elektro-cerrahi Kalem



- **Elektrotlar:** Standart Konfigürasyon 70 mm bıçak elektrotlar
- Tüm $\varnothing=2,36$ mm elektrotları şarj edebilir.
- **Kablo Uzunluğu:** 3 m / ABD Standart duy: Valleylab
- **Buton:** Eliptik
- **Sterilizasyon:** EO Sterilize ve Tek Kullanımlık
- **Ambalaj:** Tek ambalaj

OM Life Tek Kullanımlık Cilt Zımbası



- Yeni tasarım, tutukluk yapmaz.
- Elverişli tutacak tasarımı, işletimi rahat ve kolay hale getirmektedir.
- Yara, geleneksel dikişten sonra dikişlerin alınmasını engelleyerek, dikişten sonra iyileşmektedir.
- Dikiş pürüzsüz, doğru ve emniyetlidir, dikiş atılan yara, hoş ve düz görünmektedir.
- Dikiş süresini ve hastanın acısını büyük ölçüde azaltmaktadır.
- Tek kullanımlık steril medikal ürünler geniş bir dizi uygulamada temiz, emniyetli ve etkilidir.

IV Kanül



Mediflon™ / Super Life

Portlu ve Kanatlı IV Kateter

Standart bir intravenöz kateterin tüm özelliklerine sahiptir.

- Sorunsuz penetrasyon için paslanmaz çelik, silikon uçlu iğne.
- Tek yönlü enjeksiyon valfli enjeksiyon kanalı.
- Enjeksiyon kanalını kapatmak ve kontaminasyonu asgari düzeye indirmek için özel olarak tasarlanmış girintili kapak.
- Güvenli sabitleme için açılı ve yivli kanatlar.
- Doğru radyografik saptama için radyo opak çizgiler.
- Kullanılmadığında kateteri bloke etmek için luer kapak.
- Tüm standart cihazlara uygunluk için %6 luer koniklik.
- Tek kullanımlık, steril ve non pirojen olmayan.

Teknik Özellikler

Ölçü	Renk Kodu	Kateter			Ref. No.		Koliideki Miktar İç/Dış
		Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Akış Hızı (ml/min.)	Radyo Opak	Şeffaf	
14	Turuncu	2.1	45	300	4020142	4021142	100/1000
16	Gri	1.8	45	200	4020162	4021162	100/1000
18	Yeşil	1.3	45	90	4020182	4021182	100/1000
20	Pembe	1.1	33	61	4020202	4021202	100/1000
22	Mavi	0.9	25	36	4020222	4021222	100/1000
24	Sarı	0.7	19	15	4020242	4021242	100/1000
26	Mor	0.6	19	13	4020262	4021262	100/1000

Neocan™

Bebekler ve Yenidoğanlar için IV Kateter

Bebekler (1 yaş altı çocuklar) ve yenidoğanlarda (1 ay altı çocuklar) kullanım için küçük, ince ve pürüzsüz tasarımı minyatür IV kateter.

- Küçük kanatlar ve enjeksiyon kanalının bulunmaması, kolay kullanıma izin vermektedir.
- Daha yüksek akış hızı ve daha düşük geri çekme etkisi için geniş iç çap.
- Travmatik olmayan doku penetrasyonu için silikonlanmış iğne ucu.
- Kan akışı görünümünü sağlayan şeffaf flashback.
- 24G boyutta mevcuttur.
- Tek kullanımlık, steril ve non pirojeniktir.
- Blister paket.

Teknik Özellikler

Ölçü	Renk Kodu	Kateter			Ref. No.		Koliideki Miktar İç/Dış
		Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm.)	Akış Hızı (ml/min.)	Radyo Opak	Şeffaf	
24	Sarı	0.7	19	15	4020242	4021242	100/1000

Enfancie™

Yenidoğanlar için IV Kateter

Özellikle yenidoğanlarda (1 ay altı çocuklar) kullanım için küçük, ince ve pürüzsüz tasarımı minyatür IV kateter.

- Küçük kanatlar ve enjeksiyon kanalının bulunmaması, kolay kullanıma izin vermektedir.
- Daha yüksek akış hızı ve daha düşük geri çekme etkisi için geniş iç çap.
- Travmatik olmayan doku penetrasyonu için silikonlanmış iğne ucu.
- Kan akışı görünümünü sağlayan şeffaf flashback.
- 26G boyutta mevcuttur.
- Tek kullanımlık, steril ve non pirojeniktir.
- Blister paket.

Teknik Özellikler

Ölçü	Renk Kodu	Kateter			Ref. No.		Koliideki Miktar İç/Dış
		Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Akış Hızı (ml/min.)	Radyo Opak	Şeffaf	
26	Mor	0.6	19	13	4020262	4021262	100/1000



Spinal İğne

18 G, 19 G, 20 G, 21 G, 22 G, 23 G,
24 G, 25 G, 26 G, 27 G
(ürün ve renkleri)



Medispine

Spinal İğne (Quincke Uçlu)

Spinal (alt Araknoit) anestezi için tasarlanmıştır.

- Daha iyi uygulama için ve sonrası baş ağrısını engellemek için ultra ince quincke uç.
- İğne boyutunun hızlı saptanması için renk kodlu yuva stilesi (uluslararası standart).
- Optimal boyutludur.
- CSF'nin hızlı saptanması için şeffaf yuva.
- İğne uzunluğu 3.5"
- Steril, yalnızca tek kullanımlık.
- Çok ince cerrahi çelikten üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Boyut	Ref. No.	Kolideki Miktar İç/Dış
18 G	6300182	25 / 500
19 G	6300192	25 / 500
20 G	6300202	25 / 500
21 G	6300212	25 / 500
22 G	6300222	25 / 500
23 G	6300232	25 / 500
24 G	6300242	25 / 500
25 G	6300252	25 / 500
26 G	6300262	25 / 500
27 G	6300272	25 / 500

3 Yollu Musluk



Mediflex

Üç yollu musluk

Polikarbonattan üretilmiş üç yollu musluk.

- Çoklu infüzyon terapisi için çoklu kanallar.
- 5 bar basınca kadar basınca dayanıklıdır.
- Pürüzsüz, tam döndürülebilir musluk.
- Stabilite pnömatik ve hidrostatik olarak test edilmiştir.
- Musluk, sınırlama olmaksızın 360° dönmektedir.
- Her 90°de akış durmaktadır.
- İlaç alımı sırasında hassasiyeti ve azami infüzyon hızını temin etmek için, yuvalarda asgari boş alan.
- Sürekli akış kanalları.
- Akış yönünü göstermek için, en üstte ok gösterge işaretleri.
- Stabil ve güvenli konumlandırma için alçak profil.
- Lipit dirençli/lipit dirençsiz çeşitlerde mevcuttur.
- Kolay tanıma için mavi ve yeşil peglerle verilmektedir.
- Tek kullanımlık, steril ve pirojen olmayan.
- Mühürlü blister paket.



Teknik Özellikler

Renk Kodu	Kateter		Kolideki Miktar İç/Dış
	Dipit Dirençsiz	Dipit Dirençli	
Mavi	4310012	4320012	50/500
Beyaz	4310022	4320022	50/500
Kırmızı	4310032	4320032	50/500

SoFilmPlus Antimikrobiyal İnsizyon Filmi

SoFilmPlus, EO tarafından ayrı ayrı sarılmış ve torbalanmış ve sterilize edilmiş bir basınç ve sıcaklığa karşı duyarlı bir yapıştırıcısı bulunan tek kaplamalı poliüretan bir filmidir. İnsizyon filmi, cerrahi müdahaleler sırasında kaplama ve koruma için hastanın cildine uygulanmak üzere tasarlanmıştır.

Bu şeffaf insizyon filmi, müdahalenin tüm süresi boyunca sürekli bir antimikrobiyal etki için aktif gümüş iyonlarla geliştirilmiştir. Ürünlerde, cerrahi personel tarafından operasyon alanında kolay, hassas uygulamayı kolaylaştırmak için, yapıştırıcıları bulunmayan iki konforlu, büyük parmak ucu kaldırıcı bulunmaktadır.




Cerrahi alan enfeksiyonları, önemli bir sağlık problemidir ve önemli ölçüde daha fazla ameliyat sonrası komplikasyonlarla, hastanede daha uzun kalışlarla ve artan ölüm oranıyla sonuçlanabilir.

Kesi filmleri, her zaman hastanın sağlığı için ciddi bir problem ve sağlık endüstrisi için önemli bir maliyet tetikleyici olan transoperatif ve postoperatif enfeksiyonların sayısının asgari seviyeye indirmede ve mikrobiyal çoğalmayı azaltmada, bir cerrahın en iyi müttefikidir.

SoFilmPlus'ın iki yönlü bir tasarımı bulunmaktadır. Anti-alerjen ve bio çözümlü özellikler taşıyan akrilik bazlı bir yapıştırıcı, cilde kusursuz yapışmayı sağlarken, aktif gümüş iyonlar operasyon sırasında antimikrobiyal koruma sağlamaktadır. Uygulaması kolay, son derece esnek ve bedenin karmaşık şekilli kısımlarına daha iyi uyum sağlamaktadır. Tüm filmler, cerrahın operasyon alanını kusursuz bir şekilde görmesine olanak tanıyacak şekilde şeffaf ve yansıma önleyicidir.


Gümüş iyonların bakteri üzerindeki etkisi




Satınalma Bilgileri

SoFilmPlus aşağıda belirtilen standart boyutlarda mevcuttur:

Ürün numarası	Boyutlar (axb)	Yapıştırıcı alanı (axc)	İç kutu	Dış kutu
306001GGZSME	20cm x 25cm	20cm x 15cm	10 adet	60 adet
306003GGZSME	35cm x 50cm	35cm x 40cm	10 adet	30 adet
306004GGZSME	45cm x 50cm	45cm x 40cm	10 adet	30 adet
306005GGZSME	45cm x 65cm	45cm x 55cm	10 adet	30 adet
306006GGZSME	60cm x 65cm	60cm x 55cm	10 adet	30 adet
306007GGZSME	65cm x 95cm	65cm x 85cm	10 adet	30 adet
306011GGZSME	85cm x 65cm	85cm x 55cm	10 adet	30 adet



Açık örtü görüntüsü



Katlanmış örtü görüntüsü

Raf ömrü

3 yıl

Depolama

Ürünü serin, kuru bir yerde, ısıdan uzakta ve tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde orijinal ambalajında depolayınız. Ürün ve ambalajı, açık alevlerden uzak tutulmalıdır.

İmha Süreci

Olağan hastane prosedürlerine ve var olan normlara göre cihazın emniyetli bertaraf. Yaktıktan sonra toksik kalıntılar bırakmamaktadır.



UMUR Medikal Kağıtlar

EKG, NST, EFOR, DEFİBRİLATÖR, EEG,
TİMPANOMETRE, OTOREFRAKTOMETRE, ULTRASON



SONY Medikal Kağıtlar

- UPP-110 S
- UPP-110 HG
- UPP-110 HD
- UPP-210 HD
- UPP-210 SE
- UPP-84 HG
- UPC-21 L (Renkli)
- UPC-21 S (Renkli)



MITSUBISHI Medikal Kağıtlar

- K-61 B
- K-63 HM
- K-65 HM
- K-91 HG
- K-95 HG
- CK 30-L
- CK 30-S
- CK 700
- PK 700-L
- CK 900-L
- CK 900-S



MITSUBISHI Yazıcılar

- P93 E Printer
- P95 DE B/W
- CP 30 D/W (Renkli)





OM-Xray Radyasyondan Koruyucu Ön Koruma Önlük

Kurşun Karşılığı: 0,50 mm Pb veya 0,35 mm Pb

- Tam ön koruma.
- Daha iyi durması için ayarlanabilir velcro (cırtlı) bağlantılar.
- Ağırlığı eşit dağıtan ergonomik tasarım.
- Kolay giyilebilir ve çıkarılabilir.



LEADLITE™

Small	50-90 cm
Medium	60-100 cm
Large	70-100 cm

OM-Xray Radyasyondan Koruyucu Tam Koruma Önlük (Sarmal Model)

Kurşun Karşılığı: Ön: 0,50 mm Pb veya 0,35 mm Pb Arka: 0,25 mm Pb

- Tam koruma sağlar.
- Uzun süreli giyim için rahattır.
- Ön kısım üst üste tam binerek velcro (cırt) ile kilitlenir.
- Geniş ve ayarlanabilir kemer sayesinde bel ve omuz kısmındaki baskıyı azaltır.
- Omuzlardan kaymayı önleyici ve ağırlığı yayan omuz vatkası vardır.
- Omuz kısımları eşit koruma sağlar.
- Kolay giyilir ve çıkarılır.



LEADLITE™

Small	50-90 cm
Medium	60-100 cm
Large	70-100 cm



OM-Xray Radyasyondan Koruyucu Yelek ve Etek (Sarmal Model)

Kurşun Karşılığı: Ön: 0,50 mm Pb veya 0,35 mm Pb Arka: 0,25 mm Pb

- Tam koruma sağlar.
- Uzun süreli giyim için rahattır.
- Göğüs kısmında üst üste binerek vücudun üst kısmında komple koruma sağlar.
- Omuzlardan kaymayı önleyici ve ağırlığı yayan omuz vatkası vardır.
- Etek kısmında üst üste binerek vücudun alt kısmında komple koruma sağlar.
- Kolay giyilir ve çıkarılır.



LEADLITE™

Small	50-90 cm
Medium	60-100 cm
Large	70-100 cm

OM-Xray Radyasyondan Koruyucu Ön Koruma Çocuk Önlüğü

Kurşun Karşılığı: 0,50 mm Pb veya 0,35 mm Pb

- Ameliyathane için özel tasarlanmıştır.
- Ön taraf kayarak çıkartıldığı için cerraha kolaylık sağlar.
- Tam ön koruma sağlar.
- Daha iyi durması için ayarlanabilir velcro (cırtlı) bağlantılar.
- Ağırlığı eşit dağıtan ergonomik tasarım.



LEADLITE™

Small	5-6 yaş
Medium	6-8 yaş
Large	9-11 yaş



OM-Xray Radyasyondan Koruyucu Gonat Önlükler

Kurşun Karşılığı: 0,50 mm Pb

- Tüm ölçülerde ve geniş renk seçeneği ile hasta önlükleri
- Komple vücut altı koruma
- Erkek ve kadın için ortak kullanıma uygun
- Kolay giyinebilme
- Ayarlanabilir kemer



LEADLITE™

Beden	Uzunluk	Genişlik
Small	30 cm	30 cm
Medium	40 cm	40 cm
Large	50 cm	50 cm

Troid Koruma

Kurşun Karşılığı: 0,50 mm Pb



Bone

Kurşun Karşılığı: 0,25 mm Pb



Gonat Kalkanlar

Kurşun Karşılığı: 1,00 mm Pb

- Erkek, kadın ve çocuklar için genital bölgelerin korunmasında etkin çözüm
- Tüm yetişkin ve çocuklara uygun ölçüler
- Kullanımı kolay
- Ayarlanabilir kemer



Gözlükler

Ön ve Yan Koruma

Kurşun Karşılığı: Ön Cam 0,75 mm Pb - Yan Cam 0,50 mm Pb

Bu gözlükler gözü ön ve yandan gelen radyasyona karşı korumak için özel olarak tasarlanmıştır.
Ağırlık: 92 gr



Ön Koruma (Spor Model)

Kurşun Karşılığı: Ön Cam 0,75 mm Pb


Bu gözlükler gözü önden gelen radyasyona karşı korumak için özel olarak tasarlanmıştır.
Ağırlık: 67 gr



OM-Xray Radyasyondan Koruyucu Mobil Perde Paravan

Kurşun Karşılığı: 0,25 mm Pb - 0,35 mm Pb veya 0,50 mm Pb







GENEL CERRAHİ ÖRTÜ SETİ

SEZARYEN ÖRTÜ SETİ L.T.T.



ANJİYO ÖRTÜ SETİ

LAPAROSKOPI ÖRTÜ SETİ



KBB ÖRTÜ SETİ

KALÇA ÖRTÜ SETİ



**KALP KAPAK DEĞİŞİM
ÖRTÜ SETİ**

**DOĞUM ÖRTÜ SETİ
POŞLU E**



BY-PASS ÖRTÜ SETİ

**LİTOTOMİK JİNEKOLOJİ
ÖRTÜ SETİ**





Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi
Perkotek Plaza No:29/11 Bağcılar - İstanbul

Tel : 0212 438 46 71

Faks : 0212 438 50 01

info@olgunmedikal.com

www.olgunmedikal.com